

# Шкафы для безопасного хранения едких веществ SL-LINE SL-CLASSIC, SL-CLASSIC-UB

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [auj@nt-rt.ru](mailto:auj@nt-rt.ru) || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>



# SL-CLASSIC ◀ 120/60 cm ▶





### Апробированное хранение агрессивных, негорючих опасных материалов в рабочих помещениях.

- Подтверждение GS
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Прочная конструкция с элементами безопасности, вынесенными за пределы отделений для хранения, с повышенной защитой от коррозии, удобная в очистке
- Внешний корпус и двери изготовлены из листовой стали, цвет светло-серый (RAL 7035)
- Два герметично разделенных отсека
- Закрывающиеся двери с блокировкой (возможна установка системы фиксации)
- Дополнительные приспособления для компенсации неровности пола
- Интегрированный воздуховод, изготовленный без использования металлов, готовый для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции с одним входом.
- Отдельная вытяжная вентиляция отсеков для хранения содержимого с отличной вентиляцией шкафа

#### Стандартное внутреннее оснащение

- Выдвижные полки включающие пластиковый поддон

#### Выдвижная полка

Высокое качество и прочная конструкция со съемным пластиковым поддоном

**Заказ № 30609**  
для всех моделей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ SL.196.120.MV		МОДЕЛЬ SL.196.060.MH	
Размеры	Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1197 × 603 × 1965	597 × 603 × 1965	
		Интерьер	(2 ×) 485 × 570 × 1869	485 × 570 × 914	485 × 570 × 833
Глубина с открытыми дверьми	(мм)		1153	1119	
Вес шкафа	(кг)		160	125	
Вытяжная вентиляция	(NW)		75	75	
Макс. нагрузка полки	(кг) равномерно распределена		25	25	
Емкость пластикового поддона	(литр)		18	18	
Обмен воздуха за 30 минут	(м³/ч)		18.5	7.6	
Падение давления внутри шкафа	(Па)		56	40	
Максимальная нагрузка	(кг)		300	300	
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)		240	444	




**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.060.140.UB.3T**  
 цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 выдвижными полками включая пластиковый поддон и одну полку, ролики на основании (высота 30 мм) опционально  
**Заказ № 30616-001-30618**  
**Заказ № 30616-001-30617 (2 выдвижных полки)**



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.060.110.UB.2T**  
 цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 2 выдвижными полками включая пластиковый поддон, ролики на основании (высота 30 мм) опционально  
**Заказ № 30619-001-30620**



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.060.110.UB.2T**  
 цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 выдвижными полками включая пластиковый поддон, ролики на основании (высота 30 мм) опционально  
**Заказ № 30619-001-30621**



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.060.059.UB.T**  
 цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 2 выдвижными полками включая пластиковый поддон, ролики на основании (высота 30 мм) опционально  
**Заказ № 30622-001-30625**  
**Заказ № 30616-001-30624 (1 выдвижная полка)**



### Апробированное хранение агрессивных, негорючих опасных материалов в рабочих помещениях.

- Подтверждение GS, соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

#### Конструкция

- Прочная конструкция с элементами безопасности, вынесенными за пределы отделений для хранения, с повышенной защитой от коррозии, удобная в очистке
- Внешний корпус и двери изготовлены из листовой стали, цвет светло-серый (RAL 7035)
- Два разделенных отсека (модель SL.060.140.UB.3T и модель SL.060.110.UB.2T)
- Закрывающиеся двери с блокировкой
- Интегрированный воздуховод готовый для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции, только с одним входом вытяжной вентиляции
- Отдельная вытяжная вентиляция отсеков для хранения содержимого с отличной вентиляцией шкафа

#### Стандартный внутреннее оборудование

- Выдвижные полки включающие пластиковый поддон



#### Колесики на основании (опционально для всех моделей)

Стабильность - простое перемещение шкафа

Гибкость - Регулировка высоты для различной лабораторной мебели

Надежное закрытие шкафа - интегрированный запирающий механизм

#### Колесики на основании (B = 30 мм)

Изготовлены из листовой стали, ламинированные пластиком RAL 7035

#### Заказ № 30374

для модели SL.060.140.UB.3T

#### Заказ № 30362

для модели SL.060.110.UB.2T

#### Заказ № 30478

для модели SL.060.059.UB.T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:			МОДЕЛЬ SL.060.140.UB.3T	МОДЕЛЬ SL.060.110.UB.2T	МОДЕЛЬ SL.060.059.UB.T
Размеры	Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1400 × 570 × 600	1100 × 570 × 600	590 × 570 × 600
		Интерьер	(2 ×) 489 × 531 × 562	(2 ×) 486 × 531 × 562	488 × 530 × 562
Глубина с открытыми дверьми	(мм)	1094	1094	1112	
Вес шкафа	(кг)	80	60	40	
Вытяжная вентиляция	(NW)	50	50	50	
Емкость пластикового поддона	(литр)	18	18	18	
Обмен воздуха за 30 минут	(м³/ч)	8.8	8.8	4.4	
Падение давления внутри шкафа	(Па)	10	10	5	
Максимальная нагрузка	(кг)	100	100	100	
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	82	93	151	



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.196.120.MV.WDC**

цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 8 выдвигаемыми полками вкл. пластиковый поддон

Заказ № 32662-001-30607

Заказ № 30616-001-30608 (12 выдвигаемых полки)



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.080.110.UB.2TC**

цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 выдвигаемыми полками включая пластиковый поддон, ролики на основании (высота 30 мм) опционально

Заказ № 32659-001-30621

Заказ № 32659-001-30620 (2 выдвигаемых полки)



**Шкаф для кислот и щелочей SL-CLASSIC Модель SL.080.059.UB.TCR**

цвет светло-серый (RAL 7035), внутреннее оснащение с 2 выдвигаемыми полками включая пластиковый поддон, ролики на основании (высота 30 мм) опционально

Заказ № 32660-001-30625

Заказ № 32660-001-30624 (1 Выдвигаемая Полка)



**Апробированное хранение агрессивных, негорючих опасных материалов в рабочих помещениях.**

- Подтверждение GS, соответствие CE
- Соответствие EN 14727 (лабораторная мебель)

**Конструкция**

- Прочная конструкция с элементами безопасности, вынесенными за пределы отделений для хранения, с повышенной защитой от коррозии, легко чистится
- Внешний корпус и двери изготовлены из листовой стали, цвет светло-серый (RAL 7035)
- Два герметично разделенных отсека
- Закрывающиеся двери с блокировкой (возможна установка системы фиксации)
- Дополнительные приспособления для компенсации неровности пола

- Интегрированный воздуховод готовый для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции, только с одним входом вытяжной вентиляции
- Отдельная вытяжная вентиляция отсеков для хранения содержимого с отличной вентиляцией шкафа

**Стандартное внутреннее оборудование**

- Выдвижные полки включающие пластиковый поддон



**Колесики на основании**

Изготовлены из листовой стали,

**Заказ № 30362**

для модели SL.080.110.UB.2TC

**Заказ № 30478**

для модели SL.080.059.UB.TCR



**Выдвижная полка**

Высокое качество и прочная конструкция со съемным пластиковым поддоном

**Заказ № 30609**  
для всех моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:			МОДЕЛЬ SL.196.120.MV.WDC	МОДЕЛЬ SL.080.110.UB.2TC	МОДЕЛЬ SL.080.059.UB.TCR
Размеры	Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1197 × 603 × 1965	1100 × 570 × 800	590 × 570 × 800
		Интерьер	(2 ×) 485 × 570 × 1869	(2 ×) 486 × 531 × 762	488 × 530 × 762
Глубина с открытыми дверьми	(мм)		1153	1096	1112
Вес шкафа	(кг)		162	73	48
Вытяжная вентиляция	(NW)		75	50	50
Емкость пластикового поддона	(литр)		18	18	18
Обмен воздуха за 30 минут	(м³/ч)		18.5	11.8	5.9
Падение давления внутри шкафа	(Па)		56	10	5
Максимальная нагрузка	(кг)		300	100	100
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)		241	100	160

Шкаф Asecos SL SL.080.059.UB.TR 33202

Производитель:asecos

Шкаф SL SL-CLASSIC-UB T.UB.RECHTS WxDxH (мм) 590x570x800

Вес нетто: 9 кг

ширина: 590 мм

Глубина: 570 мм

высота: 800 мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [auj@nt-rt.ru](mailto:auj@nt-rt.ru) || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>